



EN

QuickSplint® Patient Instructions

Introduction

Your QuickSplint® is custom fabricated in your prescriber’s office to fit securely and comfortably in your mouth. QuickSplint is a durable tray form fit with a rubber like material which creates a custom, secure fit. QuickSplint, is for short term use under the direction of your prescriber. To obtain the maximum benefits from care, you should always return to your prescriber as scheduled for evaluation of your progress.

Note

QuickSplint is to be used primarily when sleeping to prevent pain and protect your teeth and jaw. Your prescriber may suggest you wear the QuickSplint during the day as well for pain relief or to promote healing from surgical procedures. Read all instructions before using QuickSplint and follow your prescriber’s direction exactly for maximum benefits.

Indications for Use Statement

- Protection of teeth and restorations from injury due to bruxism or clenching.
- Temporary relief of muscle tension, headaches and pain associated with bruxism or clenching.
- Treatment of patients with acute jaw joint and muscle sprain/strain along with associated headaches and pains.

Disclaimer

QuickSplint may not be suitable for all patients. QuickSplint requires anterior teeth for stability. This product should be used with used with care in patients with jaw mobility restrictions, or hypermobility.

Single Patient Use Only ⊗

Contraindications

Known allergies to Lexan121 or Vinyl Polysiloxane (VPS)

Warnings

- QuickSplint should not be fit on or over loose teeth.
- QuickSplint is not recommended for continuous wear (24 hrs/day)
- If after wearing the QuickSplint you feel short of breath, remove QuickSplint and discontinue use until you contact your prescriber.

Notes

- If the soft lining material disengages from the tray while in the mouth remove the tray and then remove the lining material from your teeth. Return to your prescriber for replacement of the liner. Do not attempt to glue the liner to the tray.
- You may experience mild soreness or discomfort in your jaw or teeth initially. If discomfort persists, contact your prescriber.
- If the QuickSplint becomes loose, damaged, or does not fit properly, discontinue use and contact your prescriber.
- Do not disassemble or modify the QuickSplint. Follow the instructions of the prescriber to ensure safe and effective use of your QuickSplint.

Directions for Use

A gentle pressure with biting down into the liner material or fingers should easily seat your QuickSplint. If there is resistance to the application of QuickSplint, confirm placement on the correct teeth and again apply pressure to seat the QuickSplint.

Removing QuickSplint

Using your fingers and both hands, apply gentle pressure to the edge of the tray material of your QuickSplint and rock the appliance off.

Care Instructions

Daily cleaning: rinse thoroughly under tap water and dry the QuickSplint by shaking the excess water from the surface and allow to air dry. When needed, clean your QuickSplint using a soft toothbrush or by gently washing with water. You may periodically disinfect your QuickSplint by soaking in a half and half mixture of mouthwash and water for ten minutes.

Note

Do not clean your QuickSplint in boiling water, denture cleaner, or soak it in hydrogen peroxide.

Storage

QuickSplint should be stored in a cool dry place or in the container provided. The appliance should not be kept in temperatures which exceed 140° Fahrenheit (60°C)

ES

QuickSplint® Instrucciones para el paciente

Introducción

Las férulas QuickSplint® se ajustan a la boca de cada paciente en el consultorio de su especialista para conseguir una adaptación segura y cómoda. QuickSplint consiste en una pieza resistente en forma de bandeja que contiene un material similar al caucho que se adapta firmemente a la boca del paciente. QuickSplint está destinada a un uso a corto plazo junto con la orientación de un especialista. Para sacar el máximo beneficio, acuda a la consulta del especialista en función de sus indicaciones para que este pueda comprobar su evolución.

Nota

QuickSplint está destinada principalmente a un uso mientras duerme para prevenir el dolor y proteger la dentadura y la mandíbula. El especialista puede indicarle que use QuickSplint durante el día también para aliviar los dolores y favorecer la curación tras intervenciones quirúrgicas. Lea las instrucciones antes de iniciar su uso y siga las indicaciones del especialista con precisión para beneficiarse del producto lo mayor posible.

Indicaciones

- Protección dental y rehabilitación de lesiones provocadas por el bruxismo o por el hábito de apretar los dientes.
- Alivio temporal de tensión muscular, dolores de cabeza y molestias relacionadas con el bruxismo o el hábito de apretar los dientes.
- Tratamiento temporal para pacientes con sobrecargas y distensiones musculares y de la articulación de la mandíbula de carácter agudo.

Exención de responsabilidad

QuickSplint puede no ser apta para todos los pacientes. Para que QuickSplint se adapte de manera estable es necesario contar con las piezas anteriores de la dentadura. Este producto deberá utilizarse con especial atención en el caso de pacientes con movilidad de la mandíbula reducida o con hipermovilidad.

Para uso por parte de un solo paciente ⊗

Contraindicaciones

Alergias conocidas al Lexan121 o al polisiloxano de vinilo (VPS)

Advertencias

- No ajustar QuickSplint sobre dientes que se muevan.
- No se recomienda el uso continuo (24 h/día) de QuickSplint.
- En caso de notar deficiencias respiratorias tras el uso de QuickSplint, interrumpa su uso hasta que consulte a un especialista.

Notas

- Si el material que cubre los dientes se despega de la bandeja durante su uso, extraiga la bandeja y, después, el material de recubrimiento. Devuélvaselo a su especialista para que le proporcione un repuesto de la pieza de recubrimiento. No intente adherir el material de recubrimiento a la bandeja con pegamento.
- Al principio, podrá sentir una leve molestia o incomodidad en la mandíbula o los dientes. Si sigue padeciendo molestias, consulte al especialista.
- Si QuickSplint queda suelta, se daña o no se ajusta adecuadamente, interrumpa su uso y consulte a un especialista.
- No la desmonte ni la modifique. Siga las indicaciones del especialista para usar QuickSplint de manera segura y eficaz.

Modo de empleo

La adaptación de QuickSplint se realiza fácilmente mediante una suave presión ejercida mordiendo el material de recubrimiento. En caso de que la adaptación de QuickSplint no se realice correctamente, confirme la colocación correcta en la dentadura y ejerza presión.

Extracción de QuickSplint

Con los dedos, y ayudándose con ambas manos, ejerza una suave presión hacia el borde del material de la bandeja de QuickSplint y balancee la pieza hasta extraerla.

Cuidado

Limpieza diaria: enjuague bien con agua corriente y seque sacudiendo la férula para eliminar el exceso de agua de la superficie, y deje secar al aire. De ser necesario, limpie QuickSplint con un cepillo de dientes suave o lavándola cuidadosamente con agua. Para la desinfección periódica de QuickSplint, sumérgjala en un recipiente con una parte de enjuague bucal y otra de agua durante diez minutos.

Nota

No lavar QuickSplint con agua hirviendo, productos para limpiar dentaduras ni mojarla con peróxido de hidrógeno.

Conservación

Guardar QuickSplint en un lugar fresco y seco o en la funda que la acompaña. No conservar en lugares con temperaturas superiores a los 60 °C.

PT

QuickSplint® Instruções para o doente

Introdução

A sua QuickSplint® foi criada à sua medida no consultório do seu médico dentista de forma a encaixar-se segura e confortavelmente na sua boca. A QuickSplint é uma forma de goteira resistente, enchida com um material semelhante à borracha que cria um encaixe seguro e personalizado. A QuickSplint destina-se a uma utilização de curta duração, sob a orientação do seu médico dentista. Para obter todas as vantagens do tratamento, deverá voltar a consultar o seu médico dentista para avaliar os progressos.

Nota

A QuickSplint deve ser usada essencialmente durante o sono, para evitar dores e proteger os seus dentes e a mandíbula. O seu médico dentista pode sugerir que use a QuickSplint também durante o dia para alívio da dor ou para promover a cicatrização após procedimentos cirúrgicos. Leia todas as instruções antes de usar a QuickSplint e siga exatamente as instruções do seu médico dentista para obter o máximo de benefícios.

Indicações de utilização

- Proteção dos dentes e das restaurações contra lesões causadas pelo bruxismo ou pelo aperto excessivo dos dentes.
- Alívio temporário da tensão muscular, das cefaleias e das dores associadas ao bruxismo ou aperto excessivo dos dentes.
- Tratamento temporário de doentes com distensões/tensões agudas das articulações e dos músculos da mandíbula, bem como alívio das cefaleias e dores associadas.

Aviso

A QuickSplint poderá não ser adequada a todos os doentes. A QuickSplint requer a existência de dentes anteriores para garantir a estabilidade. Este produto deve ser usado com cuidado em doentes com restrições de mobilidade ou hipermobilidade da mandíbula.

Utilização por um só doente ⊗

Contraindicações

Alergia conhecida ao Lexan121 ou ao vinilpolissiloxano (VPS)

Advertências

- A QuickSplint não deve ser aplicada sobre dentes soltos.
- A QuickSplint não é recomendada para uma utilização contínua (24 horas/dia).
- Se sentir falta de ar depois de usar a QuickSplint, retire a QuickSplint e interrompa a sua utilização até entrar em contacto com o seu médico dentista.

Notas

- Se o material de revestimento macio se soltar da goteira enquanto está na boca, retire a goteira e, em seguida, retire o material de revestimento dos seus dentes. Devolva ao seu médico dentista para que o revestimento seja substituído. Não tente colar o revestimento à goteira.
- Inicialmente, pode sentir alguma dor ligeira ou desconforto na mandíbula ou nos dentes. Se o desconforto persistir, contacte o seu médico dentista.
- Se a QuickSplint se soltar, danificar ou não encaixar corretamente, interrompa a utilização e contacte o seu médico dentista.
- Não desmonte nem modifique a QuickSplint. Siga as instruções do seu médico dentista para garantir uma utilização segura e eficaz da sua QuickSplint.

Instruções de utilização

Uma ligeira pressão ao morder o material do revestimento deverá fazer com que a sua QuickSplint assente facilmente. Se houver resistência na aplicação da QuickSplint, confirme se a está a colocar nos dentes certos e volte a aplicar pressão para assentar a QuickSplint.

Retirar a QuickSplint

Usando os seus dedos de ambas as mãos, aplique uma pressão ligeira à extremidade da goteira da sua QuickSplint e mova-a até a retirar.

Instruções de manutenção

Limpeza diária: passe bem por água corrente e seque a QuickSplint sacudindo o excesso de água da superfície e deixando-a secar ao ar. Quando necessário, limpe a sua QuickSplint com uma escova de dentes macia ou lavando-a cuidadosamente com água. Periodicamente, pode desinfetar a sua QuickSplint mergulhando-a numa mistura em partes iguais de colutório e água durante dez minutos.

Nota

Não limpe a sua QuickSplint em água a ferver ou produto de limpeza de dentaduras, nem a mergulhe em água oxigenada.

Conservação

A QuickSplint deve ser conservada num local seco e fresco, no recipiente fornecido. Não deverá ser guardada a temperaturas superiores a 60 °C.

FR

QuickSplint® Instructions thérapeutiques

Introduction

Votre QuickSplint® est fabriqué sur mesure dans le bureau de votre médecin pour qu’il s’adapte à votre bouche en toute sécurité et confort. Le QuickSplint est une sorte de plateau durable en matériau caoutchouteux parfaitement et sûrement modelé. Le QuickSplint est destiné à un usage à court terme sous supervision médicale. Pour en retirer un maximum de bénéfices thérapeutiques, il vous est conseillé de revoir régulièrement votre médecin pour une évaluation de vos progrès.

Remarque

Le QuickSplint s'utilise principalement pendant le sommeil pour prévenir la douleur et protéger vos dents et votre mâchoire. Votre médecin peut vous suggérer de porter le QuickSplint pendant la journée également afin de soulager la douleur ou pour favoriser la guérison après une procédure chirurgicale. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le QuickSplint et respectez soigneusement les conseils de votre médecin pour un maximum d'avantages.

Indications thérapeutiques

- Protection et réhabilitation des dents après blessures dues au bruxisme ou à des serrements.
- Soulagement temporaire de la tension musculaire, des maux de tête et de la douleur associée au bruxisme ou aux serrements de dents.
- Traitement temporaire d'un déboitement de la mâchoire ou d'une entorse musculaire aiguë ainsi que soulagement des maux de tête et des douleurs associées.

AVIS de non responsabilité

Le QuickSplint peut ne pas convenir à tous les patients. Le QuickSplint requiert des dents antérieures pour la stabilité. Ce produit doit être utilisé avec précaution chez les patients atteints de mobilité restreinte ou d'hypermobilité de la mâchoire.

À usage unique ⊗

Contre-indications

Allergies connues au Lexan121 ou au Vinyl Polysiloxane (VPS).

Mises en garde

- Évitez d'appliquer le QuickSplint sur des dents compromises.
- Le QuickSplint n'est pas recommandé pour le port en continu (24 heures par jour.)
- Si, après le port du QuickSplint vous vous sentez le souffle court, retirez le QuickSplint et cessez de l'utiliser avant de consulter votre médecin.

Remarques

- Si, dans votre bouche, le souple matériau de revêtement s'échappe du support, retirez le support, puis enlevez de vos dents le matériau de revêtement. Revenez chez votre médecin pour remplacer le revêtement. N'essayez pas de recoller le revêtement sur le support.
- Au début, vous pouvez ressentir des douleurs ou un léger inconfort dans votre mâchoire ou vos dents. Si l'inconfort persiste, contactez votre médecin.
- Si le QuickSplint devient lâche, endommagé ou ne s'ajuste pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez votre médecin.
- Évitez de démonter ou modifier le QuickSplint. Suivez les instructions de votre médecin pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre QuickSplint.

Mode d'emploi

Une légère pression en mordant dans le matériau de revêtement devrait facilement positionner votre QuickSplint. En cas de résistance à l'application du QuickSplint, vérifiez-en le positionnement sur les bonnes dents, puis appuyez à nouveau sur le QuickSplint pour le remettre en place.

Retrait du QuickSplint

À l'aide de vos doigts et de vos deux mains, appliquez une légère pression sur le bord du support de votre QuickSplint et faites basculer l'appareil.

Entretien

Nettoyage quotidien : rincer abondamment sous l'eau du robinet et séchez le QuickSplint en secouant l'excès d'eau de la surface et en le laissant sécher à l'air. Si nécessaire, nettoyez votre QuickSplint à l'aide d'une brosse à dents souple ou en le lavant doucement avec de l'eau. Vous pouvez le désinfecter périodiquement par trempage dans un mélange de rince-bouche et d'eau pendant dix minutes.

Remarque

Ne nettoyez pas votre QuickSplint dans de l'eau bouillante, un nettoyant pour prothèses dentaires, ou en le trempant dans du peroxyde d'hydrogène.

Rangement

Le QuickSplint doit être rangé dans un endroit frais et sec ou dans le conteneur prévu. L'appareil ne doit pas être conservé à des températures dépassant 140° Fahrenheit (60° C).

QuickSplint® Istruzioni per il paziente

Introduzione

Il vostro QuickSplint® è costruito nell'ufficio del vostro medico prescrivente ed è personalizzato per assicurare un posizionamento sicuro e confortevole all'interno della vostra bocca. QuickSplint è una vaschetta durevole adattabile realizzata in un materiale simil-gomma che crea un posizionamento sicuro e personalizzato. QuickSplint è idoneo ad usi a breve termine e sotto la guida del vostro medico prescrivente. Per ottenere dal trattamento i massimi benefici, dovrete sempre tornare dal vostro medico prescrivente come previsto per la valutazione dei vostri progressi.

Nota

QuickSplint deve essere utilizzato principalmente durante il sonno al fine di evitare il dolore e proteggere i denti e la mandibola. Il vostro medico prescrivente può consigliarvi di utilizzare QuickSplint durante il giorno sia per alleviare il dolore che per favorire la guarigione da interventi chirurgici. Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare QuickSplint e seguite perfettamente le indicazioni del vostro medico curante al fine di ottenere i massimi benefici.

Indicazioni per le condizioni d'uso

- Protezione dei denti e dei restauri da lesioni dovute a bruxismo o serramento.
- Sollievo temporaneo da tensione muscolare, mal di testa e dolore associati a bruxismo o allo serramento.
- Trattamento temporaneo di distorsione/tensione acuta dell'articolazione mascellare e muscolare nonché del sollievo da mal di testa e dolori associati.

Avvertenza

QuickSplint potrebbe non essere adatto a tutti i pazienti. Richiede i denti anteriori per la stabilità. Questo prodotto deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con restrizioni di mobilità mascellare o ipermobilità.

Uso da parte del singolo paziente

Controindicazioni

Allergie note a Lexan121 o Polivinilsilossano (VPS)

Avvertenze

- QuickSplint non dovrebbe essere applicato su denti traballanti.
- QuickSplint non è consigliato per un uso continuo (24 ore al giorno).
- Se dopo aver utilizzato QuickSplint vi sentite il fiato corto, rimuovete QuickSplint e interrompetene l'uso finché non contattate il vostro medico prescrivente.

Note

- Se il materiale di rivestimento morbido si sgancia dalla vaschetta mentre si trova in bocca, rimuovete la vaschetta e successivamente rimuovete il materiale di rivestimento dai vostri denti. Tornate dal vostro medico prescrivente per la sostituzione del rivestimento. Non tentate di incollare il rivestimento alla vaschetta.
- Potreste sentire inizialmente un lieve bruciore o fastidio nella vostra mandibola o ai denti. Se il fastidio sussiste, contattate il vostro medico prescrivente.
- Se QuickSplint diventa traballante, danneggiato, o non è applicato in maniera adeguata, interrompete l'utilizzo e contattate il vostro medico prescrivente.
- Non smontate né modificate QuickSplint. Seguite le istruzioni del vostro medico prescrivente per assicurare un l'uso sicuro ed efficace del vostro QuickSplint.

Istruzioni per l'uso

Una leggera pressione con un morso sul materiale di rivestimento dovrebbe facilmente assicurare il vostro QuickSplint. Se riscontrate resistenza nell'applicare QuickSplint, verificate il posizionamento corretto sui denti e applicate nuovamente una pressione per assicurare il QuickSplint.

Rimozione di QuickSplint

Usando le dita e le mani, applicate una leggera pressione sul bordo del materiale della vostra vaschetta QuickSplint e scuotete l'apparecchio.

Istruzioni per il trattamento

Pulizia giornaliera: sciacquate accuratamente sotto l'acqua corrente e asciugate QuickSplint agitando l'acqua in eccesso dalla superficie, lasciando asciugare all'aria. Qualora necessario, pulite QuickSplint usando uno spazzolino morbido o lavando delicatamente con acqua. Disinfettate regolarmente immergendo QuickSplint per dieci minuti in una miscela di metà collutorio e metà acqua.

Nota

Non pulite il vostro QuickSplint in acqua bollente, con il prodotto per pulire la dentiera, o immergendolo in acqua ossigenata.

Contenitore

QuickSplint deve essere conservato in un luogo asciutto o nel contenitore fornito. Questo apparecchio deve essere conservato ad una temperatura non superiore a 140° Fahrenheit (60°C)

QuickSplint® Anleitung für den Patienten

Einleitung

Ihr QuickSplint® wird in der Praxis Ihres Arztes nach Maß angefertigt und sitzt daher sicher und angenehm in Ihrem Mund. QuickSplint ist eine langlebige Schale, die für eine individuelle, gut sitzende Passform mit Abformmaterial ausgefüllt wird. QuickSplint ist für den temporären Einsatz unter Anleitung Ihres Arztes vorgesehen. Um maximal von der Behandlung zu profitieren, sollten Sie zwecks Überprüfung Ihrer Fortschritte die geplanten Kontrolltermine bei Ihrem Arzt wahrnehmen.

Hinweis

QuickSplint soll in erster Linie während des Schlafens getragen werden, um Schmerzen vorzubeugen und Zähne und Kiefer zu schützen. Möglicherweise empfiehlt Ihr Arzt Ihnen auch das Tragen des QuickSplint während des Tages zur Schmerzlinderung oder zur Unterstützung der Heilung nach chirurgischen Eingriffen. Lesen Sie vor der Verwendung des QuickSplint die Anleitung und halten Sie sich genau an die Anweisungen Ihres Arztes, um einen maximalen Nutzen zu erzielen.

Therapeutische Indikationen

- Schutz von Zähnen und Restaurationen vor Verletzung durch Bruxismus oder Pressen.
- Vorübergehende Linderung von Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Schmerzen im Zusammenhang mit Bruxismus oder Zahnpressen.
- Temporäre Behandlung von akuten Kiefergelenksverrenkungen und -muskelzerrungen sowie der damit verbundenen Kopf- und sonstigen Schmerzen.

Haftungsausschluss

QuickSplint ist möglicherweise nicht für alle Patienten geeignet. QuickSplint setzt für die Stabilität Frontzähne voraus. Dieses Produkt sollte bei Patienten mit Bewegungseinschränkungen oder Überbeweglichkeit im Kiefer mit Vorsicht angewendet werden.

Nur für die Anwendung an einem Patienten

Gegenanzeigen

Bekannte Allergien gegen Lexan121 oder Vinylpolysiloxan (VPS)

Warnhinweise

- QuickSplint darf nicht auf oder über losen Zähnen angebracht werden.
- Ein ständiges Tragen (24 Stunden/Tag) von QuickSplint ist nicht zu empfehlen.
- Wenn Sie nach dem Tragen des QuickSplint kurzatmig sind, entfernen Sie den QuickSplint und sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Hinweise

- Wenn sich das weiche Füllmaterial im Mund von der Schale löst, nehmen Sie die Schale heraus und entfernen Sie anschließend das Füllmaterial von den Zähnen. Geben Sie die Schale Ihrem verschreibenden Arzt zur neuerlichen Füllung zurück. Versuchen Sie nicht, das Füllmaterial in die Schale zu kleben.
- Anfangs können Kiefer oder Zähne leicht schmerzen. Wenn der Schmerz anhält, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn der QuickSplint locker oder beschädigt wird oder nicht richtig passt, verwenden Sie ihn nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Nehmen Sie den QuickSplint nicht auseinander und verändern Sie ihn nicht. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Arztes, um einen sicheren und wirksamen Einsatz des QuickSplint zu gewährleisten.

Gebrauchsanweisung

Durch leichten Druck mit Biss nach unten in das Füllmaterial sollten Sie Ihren QuickSplint einfach einsetzen können. Wenn Sie beim Einsetzen des QuickSplint Widerstand verspüren, prüfen Sie, ob Sie ihn auf den richtigen Zähnen platziert haben, und üben Sie wieder Druck auf den QuickSplint aus.

Herausnehmen des QuickSplint

Drücken Sie mit den Fingern beider Hände vorsichtig gegen den Rand der Schale des QuickSplint und rütteln Sie die Vorrichtung sanft heraus.

Pflege

Tägliche Reinigung: Spülen Sie den QuickSplint gründlich unter fließendem Wasser ab, schütteln Sie überschüssiges Wasser von der Oberfläche und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Reinigen Sie den QuickSplint bei Bedarf mit einer weichen Zahnbürste oder waschen Sie ihn vorsichtig mit Wasser. Sie können den QuickSplint in regelmäßigen Abständen durch zehminütiges Einweichen in einer Mischung aus Mundwasser und Wasser zu gleichen Teilen desinfizieren.

Hinweis

Reinigen Sie den QuickSplint nicht in kochendem Wasser, Gebissreiniger oder durch Einweichen in Wasserstoffperoxid.

Aufbewahrung

Der QuickSplint sollte an einem kühlen, trockenen Ort oder im mitgelieferten Behälter aufbewahrt werden. Er darf nicht bei Temperaturen von mehr als 60 °C gelagert werden

QuickSplint® Instructies voor de patiënt

Inleiding

Uw QuickSplint® wordt ter plaatse bij uw voorschrijver op maat gemaakt zodat hij stevig en comfortabel in uw mond past. QuickSplint is een duurzame opbeetplaat gemaakt uit een rubberachtig materiaal, wat zorgt voor een aangepaste, stevige pasvorm. QuickSplint is bedoeld voor gebruik tijdens een korte periode volgens de aanwijzingen van uw voorschrijver. Om maximaal voordeel te halen uit de behandeling, moet u steeds zoals gepland terugkeren naar uw voorschrijver om uw vooruitgang te laten evalueren.

Opmerking

QuickSplint moet hoofzakelijk worden gebruikt tijdens de slaap om pijn te voorkomen en de tanden en de kaak te beschermen. Uw voorschrijver kan voorstellen om de QuickSplint ook overdag te dragen om pijn te verzachten of om de genezing na heelkundige ingrepen te bevorderen. Lees alle instructies vooraleer u de QuickSplint gebruikt en volg de richtlijnen van uw voorschrijver nauwkeurig om maximale resultaten te behalen.

Verklaring van Indicaties voor Gebruik

- Bescherming van tanden en tandrestauraties tegen beschadiging door tandenknarsen of kaakklemmen.
- Tijdelijke afname van spierspanning, hoofdpijn en pijn geassocieerd met tandenknarsen of kaakklemmen.
- Tijdelijke behandeling van acute pijn aan het kaakgewricht en spierverrekking/spanning samen met daaraan geassocieerde hoofdpijn en pijn.

Disclaimer

QuickSplint is mogelijk niet voor alle patiënten geschikt. QuickSplint vereist voortanden voor stabiliteit. Dit product moet voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met hypo- of hypermobiliteit van het kaakgewricht.

Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt

Contra-indicaties

Bekende allergieën aan Lexan121 of vinylpolysiloxaan (VPS)

Waarschuwingen

- De QuickSplint mag niet worden gedragen op of over losse tanden.
- Het ononderbroken (24 uur/dag) dragen van de QuickSplint is niet aanbevolen.
- Als u kortademigheid ervaart na het dragen van de QuickSplint, verwijder dan de QuickSplint en gebruik hem niet meer totdat u contact hebt opgenomen met uw voorschrijver.

Opmerkingen

- Indien het zachte voeringmateriaal van de opbeetplaat loskomt terwijl die zich in de mond bevindt, dient u de opbeetplaat uit uw mond te halen en het voeringmateriaal van uw tanden te verwijderen. Keer terug naar uw voorschrijver om de voering te vervangen. Probeer de voering niet aan de opbeetplaat vast te lijmen.
- U kan in het begin een lichte pijn of een onbehaaglijk gevoel in uw kaak of aan uw tanden ervaren. Neem contact op met uw voorschrijver indien dit onbehaaglijke gevoel niet verdwijnt.

- Stop met de QuickSplint te gebruiken en neem contact op met uw voorschrijver als hij loskomt, beschadigd is of niet goed past.
- Haal de QuickSplint niet uit elkaar en maak er geen aanpassingen aan. Volg de instructies van uw voorschrijver om een veilig en effectief gebruik van uw QuickSplint te verzekeren.

Gebruiksaanwijzingen

Het uitoefenen van een lichte druk door te bijten in het voeringmateriaal zou uw QuickSplint eenvoudig op zijn plaats moeten aanbrengen. Als u weerstand ondervindt tijdens het aanbrengen van de QuickSplint, controleer dan of hij op de juiste tanden is geplaatst en voer opnieuw druk uit om de QuickSplint op zijn plaats aan te brengen.

QuickSplint verwijderen

Gebruik uw vingers en beide handen, druk zachtjes op de rand van het materiaal van de opbeetplaat van uw QuickSplint en wikkel hem los.

Onderhoudsinstructies

Dagelijkse reiniging: grondig afspoelen onder lopend kraanwater en drogen door het overtollige water van het oppervlak van de QuickSplint te schudden en hem aan de lucht te laten drogen. Reinig uw QuickSplint indien nodig met een zachte tandenborstel of door hem voorzichtig te wassen met water. U kan uw QuickSplint periodiek desinfecteren door hem tien minuten lang onder te dompelen in een mengsel van de helft mondspoeling en de helft water.

Opmerking






Reinig uw QuickSplint niet in kokend water, reinigingsmiddel voor gebitten, of door hem onder te dompelen in waterstofperoxide.

Bewaring

QuickSplint moet worden bewaard op een koele, droge plaats of in de meegeleverde verpakking. Het instrument mag niet worden bewaard bij temperaturen hoger dan 60 °C.

QuickSplint®
Custom-fit Interim Bite Plane



	See instructions for use Ver las instrucciones Voir les instructions pour l'utilisation Veja as instruções de utilização Vedere le istruzioni per l'uso Siehe Gebrauchsanweisung Zie de instructies voor het gebruik		Manufacture Fabricante Fabricant Fabricante Produttore Hersteller Fabrikant	
	Date of manufacture Fecha de fabricación Date de fabrication Data de fabrico Data di produzione Datum der Herstellung Datum van fabricage		Use By Su uso per Utilisation par les Validade Da usare entro Die Nutzung durch Houdbaar tot	

LOT	Batch Code Código de lote code de lot Código do lote Codice lotto Batch Code Batch Code	EC REP	Advena Ltd. Pure Offices Plato Close, Warwick CV34 6WE UK
------------	---	---------------	--



 **Orofacial Therapeutics**

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.
©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is a registered trademark of Orofacial Therapeutics, LP. All rights reserved. Made in USA

1-619-303-4606 | QuickSplint.com

PN QS-5005RevF