

QuickSplint®



Custom-fit Interim Bite Plane

Indications for Use Statement

- Protection of teeth and restorations from injury due to bruxism or clenching.
- Temporary relief of muscle tension, headaches and pain associated with bruxism or clenching.
- Temporary treatment of acute jaw joint and muscle sprain/strain along with the relief of associated headaches and pains.



Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.
©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is a registered trademark of Orofacial Therapeutics, LP. All rights reserved. Made in USA

1-619-303-4606 | QuickSplint.com

PN D-3002RevG



See instructions for use
 Ver las instrucciones
 Voir les instructions pour l'utilisation
 Veja as instruções de utilização
 Vedere le istruzioni per l'uso
 Siehe Gebrauchsanweisung
 Zie de instructies voor het gebruik



Date of manufacture
 Fecha de fabricación
 Date de fabrication
 Data de fabrico
 Data di produzione
 Datum der Herstellung
 Datum van fabricage




Manufacture
 Fabricante
 Fabricant
 Fabricante
 Produttore
 Hersteller
 Fabrikant
 Truer Medical, Inc.
 An ISO 13485 Registered Co.
 1050 N. Batavia Ave. Suite C
 Orange, California 92867 USA



Use by
 Su uso per
 Utilisation par les
 Validade
 Da usare entro
 Die Nutzung durch
 Houdbaar to



Batch Code
 Código de lote
 Code de lot
 Código do lote
 Codice lotto
 Batch Code
 Batch Code



Advena Ltd.
 Pure Offices
 Plato Close,
 Warwick CV34 6WE UK



10° C - 24° C
 50° F - 75° F



EN	Prescriber Instructions	4
ES	Instrucciones para el especialista	8
FR	Instructions du prescripteur	22
PT	Instruções para o médico dentista	16
IT	Istruzioni per il medico prescrivente.....	20
DE	Anweisungen für den Verschreibenden....	24
NL	Instructies voor de voorschrijver.....	28

Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.
 ©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is
 a registered trademark of Orofacial Therapeutics,
 LP. All rights reserved. Made in USA
1-619-303-4606 | QuickSplint.com

PN D-3002RevG

To Reorder go to:
QuickSplint.com
 or CALL 1-800-760-0526

QuickSplint®

DIAGNOSE
TREAT
PROTECT
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane

Instruções para o médico dentista

Indicações de utilização

- Proteção dos dentes e das restaurações contra lesões causadas pelo bruxismo ou pelo aperto excessivo dos dentes.
- Alívio temporário da tensão muscular, das cefaleias e das dores associadas ao bruxismo ou ao aperto excessivo dos dentes.
- Tratamento temporário de distensões/tensões agudas das articulações e dos músculos da mandíbula, bem como alívio das cefaleias e dores associadas.

Aviso

A QuickSplint® poderá não ser adequada a todos os doentes. Este produto deve ser usado com cuidado em doentes com restrições de mobilidade ou hiper mobilidade da mandíbula.

Nota

A QuickSplint deve ser usada essencialmente durante o sono, para evitar dores ou danos nos dentes ou restaurações em consequência da aplicação de forças extremas causadas pela atividade conhecida como fricção dentária, bruxismo ou aperto excessivo dos dentes. Pode sugerir ao doente que use a QuickSplint também durante o dia para alívio da dor ou para promover a cicatrização após procedimentos cirúrgicos, sob a sua orientação.


Utilização por um só doente

Contraindicações

Alergia conhecida ao Lexan121 ou ao vinilpolissiloxano (VPS).

Advertências

- A QuickSplint não deve ser aplicada sobre dentes comprometidos.
- A QuickSplint não é recomendada para uma utilização contínua (24 horas/dia).
- O revestimento de vinilpolissiloxano tem de envolver os 3 elementos de retenção da QuickSplint, caso contrário terá de recarregar ou refazer a QuickSplint.
- Certifique-se de que a QuickSplint é aplicada de forma estável, com uma retenção adequada, para evitar que se desloque ou perca durante a utilização.



Descrição

A QuickSplint foi concebida para criar um aparelho personalizado rápido e fácil de utilizar para a terapêutica oral de transição. Os elementos patenteados da QuickSplint permitem a sua produção sem recorrer ao uso de adesivos. Quando preenchidos com vinilpolissiloxano (VPS), os dois orifícios de extravasamento no lábio da goteira e a ranhura da linha média no fundo da goteira retêm o VPS. O VPS deverá preencher a goteira na totalidade, bem como a ranhura da linha média e os orifícios de extravasamento, no sentido de se conseguir a melhor retenção e a melhor adaptação à dentição do doente.

O VPS pesado de secagem rápida em cartucho ou pasta proporciona a melhor viscosidade para assegurar um encaixe seguro. [A escolha deste material é essencial para a sua experiência com a QuickSplint.](#)

Para obter informações adicionais sobre como fazer a QuickSplint, veja o vídeo com instruções em [QuickSplint.com](#) ou o canal da QuickSplint no YouTube, que contém dicas e técnicas.

PRECISARÁ DO SEGUINTE

1. 7 a 9 cm³ de material de registo de oclusão em vinilpolissiloxano (VPS) pesado de secagem rápida em pasta ou cartucho, pistola de mistura automática e ponteiras de mistura. Não são necessários adesivos. Se utilizar pasta, necessitará de 4 cm³ do catalisador e 4 cm³ da base, que devem ser misturados manualmente.
2. Luvas de proteção.
3. Lâmina afiada, como a de um bisturi, para aparar o excesso.

FORNECEMOS O SEGUINTE

1. A QuickSplint no seu próprio recipiente de conservação.
2. Instruções para o doente no recipiente de conservação.

Para encomendar novamente, vá a:
QuickSplint.com



Passo 1:
Determinar a arcada

Determine a arcada que proporcionará o máximo de contacto entre os dentes e a superfície da QuickSplint ou se o doente tem alguma preferência quanto à utilização da QuickSplint na arcada superior ou inferior. Confirme se a QuickSplint encaixa na arcada do doente colocando-a na boca do mesmo e pedindo ao doente que feche a boca para confirmar.



Passo 2:
Encher a goteira

Encha a QuickSplint uniformemente com material de VPS. O VPS deverá extravasar da goteira.



Passo 3:
Encher a ranhura da linha média

Vire a goteira ao contrário e encha a ranhura da linha média com VPS.



Passo 4:
Assentar a goteira

Alinhe a QuickSplint nos dentes superiores ou inferiores e segure enquanto o doente morde na goteira para assentar completamente a QuickSplint. Isto faz com que o registo da oclusão fique nivelado face à arcada oposta. O VPS irá extravasar da QuickSplint, envolvendo os elementos de retenção e os dentes. No caso da arcada superior, peça ao doente que, de forma lenta e cuidadosa, use a língua para posicionar o material contra a parte posterior dos dentes e no palato ou na zona lingual, no sentido de maximizar a retenção.



Passo 5:
Retirar a goteira

Depois de o VPS secar, retire cuidadosamente a QuickSplint.



Passo 6:
Aparar a goteira

Apare o material em excesso com uma lâmina afiada. Use a goteira como guia. Volte a colocar a QuickSplint sobre os dentes do doente e certifique-se de que encaixa de forma estável e que faz retenção nos dentes, para evitar uma eventual deslocação com a utilização. A QuickSplint está agora pronta a usar!



Instruções de limpeza

1. Evite escovar com força ou outras técnicas de limpeza que possam rasgar ou deformar o material de VPS.
2. Lave diariamente em água quente, passe bem por água e deixe secar ao ar.
3. Desinfete periodicamente mergulhando-a numa mistura em partes iguais de colutório e água durante dez minutos.



Goteira terminada, pronta a ser usada

QuickSplint®

DIAGNOSE
TREAT
PROTECT
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane



To Reorder go to:
QuickSplint.com
or CALL 1-800-760-0526

Para realizar nuevos pedidos, visite:

Pour de nouvelles commandes, consultez :

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar:

Nachbestellungen unter:

Para encomendar novamente, vá a:

QuickSplint.com