

# QuickSplint®



## Custom-fit Interim Bite Plane

### Indications for Use Statement

- Protection of teeth and restorations from injury due to bruxism or clenching.
- Temporary relief of muscle tension, headaches and pain associated with bruxism or clenching.
- Temporary treatment of acute jaw joint and muscle sprain/strain along with the relief of associated headaches and pains.



## Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.  
©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is a registered trademark of Orofacial Therapeutics, LP. All rights reserved. Made in USA

1-619-303-4606 | [QuickSplint.com](http://QuickSplint.com)

PN D-3002RevG



See instructions for use  
 Ver las instrucciones  
 Voir les instructions pour l'utilisation  
 Veja as instruções de utilização  
 Vedere le istruzioni per l'uso  
 Siehe Gebrauchsanweisung  
 Zie de instructies voor het gebruik



Date of manufacture  
 Fecha de fabricación  
 Date de fabrication  
 Data de fabrico  
 Data di produzione  
 Datum der Herstellung  
 Datum van fabricage



Manufacture  
 Fabricante  
 Fabricant  
 Fabricante  
 Produttore  
 Hersteller  
 Fabrikant




Use by  
 Su uso per  
 Utilisation par les  
 Validade  
 Da usare entro  
 Die Nutzung durch  
 Houdbaar to

Truer Medical, Inc.  
 An ISO 13485 Registered Co.  
 1050 N. Batavia Ave. Suite C  
 Orange, California 92867 USA



Batch Code  
 Código de lote  
 Code de lot  
 Código do lote  
 Codice lotto  
 Batch Code  
 Batch Code



Advena Ltd.  
 Pure Offices  
 Plato Close,  
 Warwick CV34 6WE UK



10° C - 24° C  
 50° F - 75° F



<b>EN</b>	Prescriber Instructions .....	<b>4</b>
<b>ES</b>	Instrucciones para el especialista .....	<b>8</b>
<b>FR</b>	Instructions du prescripteur .....	<b>22</b>
<b>PT</b>	Instruções para o médico dentista .....	<b>16</b>
<b>IT</b>	Istruzioni per il medico prescrivente.....	<b>20</b>
<b>DE</b>	Anweisungen für den Verschreibenden....	<b>24</b>
<b>NL</b>	Instructies voor de voorschrijver.....	<b>28</b>

## Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.  
 ©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is  
 a registered trademark of Orofacial Therapeutics,  
 LP. All rights reserved. Made in USA  
**1-619-303-4606 | QuickSplint.com**

PN D-3002RevG

---

To Reorder go to:  
**QuickSplint.com**  
 or CALL 1-800-760-0526

---

# QuickSplint®

DIAGNOSE  
TREAT  
PROTECT  
HEAL

## Custom-fit Interim Bite Plane

## Instrucciones para el especialista

### Indicaciones de uso

- Protección dental y rehabilitación de lesiones provocadas por el bruxismo o por el hábito de apretar los dientes.
- Alivio temporal de tensión muscular, dolores de cabeza y molestias relacionadas con el bruxismo o el hábito de apretar los dientes.
- Tratamiento temporal de sobrecargas y distensiones musculares y de la articulación de la mandíbula de carácter agudo, y alivio de dolores de cabeza y molestias relacionados.

### Descargo de responsabilidad

QuickSplint® puede no ser apta para todos los pacientes. Este producto deberá utilizarse con especial atención en el caso de pacientes con movilidad de la mandíbula reducida o con hipermovilidad.

### Nota

QuickSplint está destinada principalmente a su uso durante el sueño para rehabilitaciones y para prevenir dolores y daños a la dentadura provocados por la fuerza excesiva ejercida sobre la dentadura por el hábito conocido como bruxismo, rechinar o apretar los dientes. Puede indicar al paciente que use QuickSplint durante el día también para aliviar los dolores y favorecer la curación tras intervenciones quirúrgicas, siempre con sus propias orientaciones.


### Para uso por parte de un solo paciente

### Contraindicaciones

Alergias conocidas al Lexan121 o al polisiloxano de vinilo (VPS).

### Advertencias

- No ajustar QuickSplint sobre dientes dañados.
- No se recomienda el uso continuo (24 h/día) de QuickSplint.
- La pieza de polisiloxano de vinilo debe ajustarse a los tres puntos de sujeción de QuickSplint. De no ser así, deberá volver a aplicar material y realizar la férula de nuevo.
- Asegúrese de que QuickSplint se ajuste de manera estable con la sujeción adecuada a fin de evitar su desplazamiento o la pérdida durante el uso.



### Resumen

QuickSplint se ha diseñado para disponer de un aparato rápido y listo para usar en el tratamiento oral transitorio. Gracias a las características patentadas de QuickSplint es posible su creación sin el uso de productos adhesivos. Los dos orificios de descarga del labio de la bandeja y la ranura del centro de la base sujetarán el polisiloxano de vinilo (VPS) durante su aplicación. La bandeja, la ranura y los orificios deben estar completamente llenos de VPS para conseguir una buena sujeción y para que se ajuste a la dentadura del paciente.

Con un VPS rápido y consistente en cartucho o masilla se consigue la mejor viscosidad y se garantiza un ajuste firme. El material que elija será crucial a la hora de adaptar QuickSplint.

*Para consultar más información sobre cómo adaptar QuickSplint, vea el vídeo de instrucciones en [QuickSplint.com](http://QuickSplint.com) o en el canal de YouTube de QuickSplint donde encontrará consejos y técnicas que podrá utilizar.*


### NECESITARÁ LO SIGUIENTE

1. De 7 a 9 cm<sup>3</sup> de polisiloxano de vinilo rápido y consistente en cartucho o masilla para el material para la mordedura, pistola y puntas de mezcla. No es necesario utilizar productos adhesivos. Si utiliza masilla, necesitará mezclar manualmente 4 cm<sup>3</sup> del catalizador y 4 cm<sup>3</sup> de la base.
2. Use guantes de protección.
3. Emplee un utensilio de punta afilada como un bisturí para cortar la masilla.

### EL PRODUCTO VIENE ACOMPAÑADO DE LO SIGUIENTE

1. QuickSplint en la funda para guardarla.
2. Instrucciones para el paciente en la funda.

Para realizar nuevos pedidos, visite:  
[QuickSplint.com](http://QuickSplint.com)



**Paso 1:**  
**Determinación de la parte de la boca en que se llevará la férula**

Decida qué parte hará más contacto con la superficie de QuickSplint, si en las piezas superiores o las inferiores, o pregunte al paciente si tiene alguna preferencia. Compruebe si QuickSplint se adaptará a los dientes del paciente colocándola en la cavidad oral y pidiéndole que junte los dientes.



**Paso 2:**  
**Aplicación el producto de relleno**

Llene QuickSplint de manera uniforme con polisiloxano de vinilo. El producto debe desbordarse por la bandeja.



**Paso 3:**  
**Relleno de la ranura del centro**

Dé la vuelta a la bandeja y rellene la ranura con polisiloxano de vinilo.



**Paso 4:**  
**Colocación de la férula**

Coloque QuickSplint en los dientes de la parte superior o inferior, y sujétela mientras el paciente muerde completamente hasta que se adapte. De esta forma, se nivela la mordedura con respecto a la parte de dientes opuesta. El polisiloxano de vinilo deberá desbordarse de QuickSplint adaptándose a los puntos de sujeción y a los dientes. En el caso de desear adaptarla a los dientes superiores, indique al paciente que coloque el material lenta y suavemente con la lengua en la parte posterior de los dientes, en dirección al paladar y en la zona de la lengua para conseguir una sujeción máxima.



**Paso 5:**  
**Extracción de la férula**

Una vez se haya asentado el polisiloxano de vinilo, extraiga QuickSplint con cuidado.



**Paso 6:**  
**Recorte de la férula**

Corte el exceso de material con un utensilio de hoja afilada. Utilice la bandeja como guía. Vuelva a colocar QuickSplint sobre los dientes del paciente y asegúrese de que el ajuste sea estable y se sujete a los dientes para evitar posibles desplazamientos con el uso. ¡El paciente ya puede comenzar a utilizar QuickSplint!



**Instrucciones de limpieza**

1. No cepille la férula fuertemente ni utilice otros métodos de limpieza que podrían romper o deformar el material de polisiloxano de vinilo.
2. Lávela a diario con agua templada, enjuáguela bien y deje que se seque al aire libre.
3. Desinfectela periódicamente sumergiéndola en un recipiente con una parte de enjuague bucal y otra de agua durante diez minutos.



Férula terminada lista para su uso

# QuickSplint®

DIAGNOSE  
TREAT  
PROTECT  
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane



To Reorder go to:  
**QuickSplint.com**  
or CALL 1-800-760-0526

Para realizar nuevos pedidos, visite:

Pour de nouvelles commandes, consultez :

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar:

Nachbestellungen unter:

Para encomendar novamente, vá a:

**QuickSplint.com**