

QuickSplint®



Custom-fit Interim Bite Plane

Indications for Use Statement

- Protection of teeth and restorations from injury due to bruxism or clenching.
- Temporary relief of muscle tension, headaches and pain associated with bruxism or clenching.
- Temporary treatment of acute jaw joint and muscle sprain/strain along with the relief of associated headaches and pains.



Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.
©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is a registered trademark of Orofacial Therapeutics, LP. All rights reserved. Made in USA

1-619-303-4606 | QuickSplint.com

PN D-3002RevG



See instructions for use
 Ver las instrucciones
 Voir les instructions pour l'utilisation
 Veja as instruções de utilização
 Vedere le istruzioni per l'uso
 Siehe Gebrauchsanweisung
 Zie de instructies voor het gebruik



Date of manufacture
 Fecha de fabricación
 Date de fabrication
 Data de fabrico
 Data di produzione
 Datum der Herstellung
 Datum van fabricage




Manufacture
 Fabricante
 Fabricant
 Fabricante
 Produttore
 Hersteller
 Fabrikant
 Truer Medical, Inc.
 An ISO 13485 Registered Co.
 1050 N. Batavia Ave. Suite C
 Orange, California 92867 USA



Use by
 Su uso per
 Utilisation par les
 Validade
 Da usare entro
 Die Nutzung durch
 Houdbaar to



Batch Code
 Código de lote
 Code de lot
 Código do lote
 Codice lotto
 Batch Code
 Batch Code



Advena Ltd.
 Pure Offices
 Plato Close,
 Warwick CV34 6WE UK



10° C - 24° C
 50° F - 75° F



EN	Prescriber Instructions	4
ES	Instrucciones para el especialista	8
FR	Instructions du prescripteur	22
PT	Instruções para o médico dentista	16
IT	Istruzioni per il medico prescrivente.....	20
DE	Anweisungen für den Verschreibenden....	24
NL	Instructies voor de voorschrijver.....	28

Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.
 ©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is
 a registered trademark of Orofacial Therapeutics,
 LP. All rights reserved. Made in USA
1-619-303-4606 | QuickSplint.com

PN D-3002RevG

To Reorder go to:
QuickSplint.com
 or CALL 1-800-760-0526

QuickSplint®

Custom-fit Interim Bite Plane



Prescriber Instructions

Indications for Use Statement

- Protection of teeth and restorations from injury due to bruxism or clenching.
- Temporary relief of muscle tension, headaches and pain associated with bruxism or clenching.
- Temporary treatment of acute jaw joint and muscle sprain/strain along with the relief of associated headaches and pains.

Disclaimer

QuickSplint® may not be suitable for all patients. This product should be used with care in patients with jaw mobility restrictions or hypermobility.

Note

QuickSplint is to be used primarily when sleeping to prevent pain or damage to teeth or restorations resulting from extreme forces on the teeth with the activity known as grinding, bruxism or clenching. You may suggest the patient wear the QuickSplint during the day as well for pain relief or to promote healing from surgical procedures, under your direction.


Single Patient Use Only

Contraindications

- Known allergies to Lexan121 or Vinyl Polysiloxane (VPS).

Warnings

- QuickSplint should not be fit on or over compromised teeth.
- QuickSplint is not recommended for continuous wear (24 hours/day).
- The Vinyl Polysiloxane liner must engage the 3 retention features of the QuickSplint or you will need to reload and remake the QuickSplint.
- Ensure QuickSplint has a stable fit with adequate retention to prevent dislodging or loss during use.



Overview

QuickSplint is designed to create a quick, ready-to-use custom appliance for transitional oral therapy. The patented features of QuickSplint allow fabrication without the use of adhesives. When filled with Vinyl Polysiloxane (VPS), the two overflow holes in the lip of the tray and the midline slot on the bottom of the tray will retain the VPS. VPS should overfill the entire tray, the midline slot and the overflow holes in order to achieve the best retention and fit to the patient's dentition.

Fast-set, heavy body VPS in cartridge or putty provide the best viscosity to ensure a secure fit. This material choice is critical to your experience with QuickSplint.

For additional information on how to make QuickSplint, see the instructional video on QuickSplint.com or the QuickSplint YouTube Channel, which contains tips and techniques.


YOU WILL NEED THE FOLLOWING

1. 7cc to 9cc of fast-set heavy body Vinyl Polysiloxane (VPS) bite registration material in putty or cartridge form, automix gun and mixing tips. Adhesives are not necessary. If you are using putty, you will need 4cc of the catalyst and 4cc of the base, to be mixed together by hand.
2. Protective gloves.
3. Sharp blade such as a scalpel for trimming.

WE PROVIDE THE FOLLOWING

1. QuickSplint in its own storage container.
2. Patient Instructions in the storage container.

To Reorder go to:
QuickSplint.com
 or CALL 1-800-760-0526



**Step 1:
Determine Arch**

Determine which arch will provide maximum tooth contact on the QuickSplint surface or if the patient has a preference on whether QuickSplint shall be worn on the upper or lower arch. Confirm QuickSplint will fit the patient's arch by placing it in the patient's mouth and have the patient close to confirm.



**Step 2:
Fill Splint**

Overfill QuickSplint uniformly with VPS material. VPS should overflow the tray.



**Step 3:
Fill Midline Slot**

Turn the tray over and fill midline slot with VPS.



**Step 4:
Seat the Splint**

Align QuickSplint on the upper or lower teeth and support while the patient bites down completely to seat the QuickSplint. This levels the bite registration against the opposing arch. The VPS will overflow the QuickSplint, engaging the retention features and teeth. For upper arch, instruct patient to slowly and gently use tongue to position material against the back of the teeth and up on the palate or lingual area, to maximize retention.



**Step 5:
Remove Splint**

After the VPS sets, gently remove the QuickSplint.



**Step 6:
Trim Splint**

Trim any excess material with a sharp blade. Use the tray as your guide. Replace QuickSplint on patient's teeth and ensure there is a stable fit and retention to the teeth to avoid possible displacement with use. QuickSplint is now ready for use!



Cleaning instructions

1. Avoid hard brushing or other cleaning techniques which could tear or otherwise deform the VPS material.
2. Wash daily in warm water, rinse thoroughly and allow to air dry.
3. Periodically disinfect by soaking in half and half mixture of mouthwash and water for ten minutes.



Finished splint ready for wear

QuickSplint®

Custom-fit Interim Bite Plane



Instrucciones para el especialista

Indicaciones de uso

- Protección dental y rehabilitación de lesiones provocadas por el bruxismo o por el hábito de apretar los dientes.
- Alivio temporal de tensión muscular, dolores de cabeza y molestias relacionadas con el bruxismo o el hábito de apretar los dientes.
- Tratamiento temporal de sobrecargas y distensiones musculares y de la articulación de la mandíbula de carácter agudo, y alivio de dolores de cabeza y molestias relacionados.

Descargo de responsabilidad

QuickSplint® puede no ser apta para todos los pacientes. Este producto deberá utilizarse con especial atención en el caso de pacientes con movilidad de la mandíbula reducida o con hipermovilidad.

Nota

QuickSplint está destinada principalmente a su uso durante el sueño para rehabilitaciones y para prevenir dolores y daños a la dentadura provocados por la fuerza excesiva ejercida sobre la dentadura por el hábito conocido como bruxismo, rechinar o apretar los dientes. Puede indicar al paciente que use QuickSplint durante el día también para aliviar los dolores y favorecer la curación tras intervenciones quirúrgicas, siempre con sus propias orientaciones.


Para uso por parte de un solo paciente

Contraindicaciones

Alergias conocidas al Lexan121 o al polisiloxano de vinilo (VPS).

Advertencias

- No ajustar QuickSplint sobre dientes dañados.
- No se recomienda el uso continuo (24 h/día) de QuickSplint.
- La pieza de polisiloxano de vinilo debe ajustarse a los tres puntos de sujeción de QuickSplint. De no ser así, deberá volver a aplicar material y realizar la férula de nuevo.
- Asegúrese de que QuickSplint se ajuste de manera estable con la sujeción adecuada a fin de evitar su desplazamiento o la pérdida durante el uso.



Resumen

QuickSplint se ha diseñado para disponer de un aparato rápido y listo para usar en el tratamiento oral transitorio. Gracias a las características patentadas de QuickSplint es posible su creación sin el uso de productos adhesivos. Los dos orificios de descarga del labio de la bandeja y la ranura del centro de la base sujetarán el polisiloxano de vinilo (VPS) durante su aplicación. La bandeja, la ranura y los orificios deben estar completamente llenos de VPS para conseguir una buena sujeción y para que se ajuste a la dentadura del paciente.

Con un VPS rápido y consistente en cartucho o masilla se consigue la mejor viscosidad y se garantiza un ajuste firme. El material que elija será crucial a la hora de adaptar QuickSplint.

Para consultar más información sobre cómo adaptar QuickSplint, vea el vídeo de instrucciones en QuickSplint.com o en el canal de YouTube de QuickSplint donde encontrará consejos y técnicas que podrá utilizar.

NECESITARÁ LO SIGUIENTE

1. De 7 a 9 cm³ de polisiloxano de vinilo rápido y consistente en cartucho o masilla para el material para la mordedura, pistola y puntas de mezcla. No es necesario utilizar productos adhesivos. Si utiliza masilla, necesitará mezclar manualmente 4 cm³ del catalizador y 4 cm³ de la base.
2. Use guantes de protección.
3. Emplee un utensilio de punta afilada como un bisturí para cortar la masilla.

EL PRODUCTO VIENE ACOMPAÑADO DE LO SIGUIENTE

1. QuickSplint en la funda para guardarla.
2. Instrucciones para el paciente en la funda.

Para realizar nuevos pedidos, visite:
QuickSplint.com



Paso 1:
Determinación de la parte de la boca en que se llevará la férula

Decida qué parte hará más contacto con la superficie de QuickSplint, si en las piezas superiores o las inferiores, o pregunte al paciente si tiene alguna preferencia. Compruebe si QuickSplint se adaptará a los dientes del paciente colocándola en la cavidad oral y pidiéndole que junte los dientes.



Paso 2:
Aplicación el producto de relleno

Llene QuickSplint de manera uniforme con polisiloxano de vinilo. El producto debe desbordarse por la bandeja.



Paso 3:
Relleno de la ranura del centro

Dé la vuelta a la bandeja y rellene la ranura con polisiloxano de vinilo.



Paso 4:
Colocación de la férula

Coloque QuickSplint en los dientes de la parte superior o inferior, y sujétela mientras el paciente muerde completamente hasta que se adapte. De esta forma, se nivela la mordedura con respecto a la parte de dientes opuesta. El polisiloxano de vinilo deberá desbordarse de QuickSplint adaptándose a los puntos de sujeción y a los dientes. En el caso de desear adaptarla a los dientes superiores, indique al paciente que coloque el material lenta y suavemente con la lengua en la parte posterior de los dientes, en dirección al paladar y en la zona de la lengua para conseguir una sujeción máxima.



Paso 5:
Extracción de la férula

Una vez se haya asentado el polisiloxano de vinilo, extraiga QuickSplint con cuidado.



Paso 6:
Recorte de la férula

Corte el exceso de material con un utensilio de hoja afilada. Utilice la bandeja como guía. Vuelva a colocar QuickSplint sobre los dientes del paciente y asegúrese de que el ajuste sea estable y se sujete a los dientes para evitar posibles desplazamientos con el uso. ¡El paciente ya puede comenzar a utilizar QuickSplint!



Instrucciones de limpieza

1. No cepille la férula fuertemente ni utilice otros métodos de limpieza que podrían romper o deformar el material de polisiloxano de vinilo.
2. Lávela a diario con agua templada, enjuáguela bien y deje que se seque al aire libre.
3. Desinfectela periódicamente sumergiéndola en un recipiente con una parte de enjuague bucal y otra de agua durante diez minutos.



Férula terminada lista para su uso

QuickSplint®

DIAGNOSE
TREAT
PROTECT
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane

Instructions du prescripteur

Indications thérapeutiques

- Protection et réhabilitation des dents après blessures dues au bruxisme ou à des serremments.
- Soulagement temporaire de la tension musculaire, des maux de tête et de la douleur associée au bruxisme ou aux serremments.
- Traitement temporaire d'un déboitement de la mâchoire ou d'une entorse musculaire aiguë ainsi que soulagement des maux de tête et des douleurs associées.

Avis de non-responsabilité

QuickSplint® peut ne pas convenir à tous les patients. Ce produit doit être utilisé avec précaution chez les patients atteints de mobilité restreinte ou d'hypermobilité de la mâchoire.

Remarque

QuickSplint s'emploie principalement lors du sommeil pour prévenir des douleurs ou dommages aux dents ou des réhabilitations résultant de pressions intenses exercées sur les dents par des activités telles que broyage, bruxisme ou serrement. Sous votre supervision, vous pouvez suggérer au patient de porter le QuickSplint pendant la journée également afin de soulager la douleur ou pour favoriser la guérison après une procédure chirurgicale.


À usage unique

Contre-indications

Allergies connues au Lexan121 ou au Vinyl Polysiloxane (VPS).

Mises en garde

- Évitez d'appliquer le QuickSplint sur des dents compromises.
- QuickSplint n'est pas recommandé pour le port en continu (24 heures par jour).
- Le revêtement en vinyle polysiloxane doit couvrir les trois dispositifs de rétention du QuickSplint. Sinon, il faut le recharger et refaire le QuickSplint.
- Vérifiez la bonne stabilisation et rétention du QuickSplint pour éviter un délogement ou une perte lors de son utilisation.



Aperçu

QuickSplint est conçu pour créer sur mesure un dispositif rapide et prêt à l'emploi en vue d'une thérapie orale temporaire. Les caractéristiques brevetées de QuickSplint permettent de le fabriquer sans utiliser d'adhésifs. Lorsqu'ils sont remplis de polysiloxane de vinyle (VPS), les deux orifices de débordement sur le rebord du support et dans la fente médiane à la base du support retiendront le VPS. Pour une meilleure rétention et pour se conformer à la dentition du patient, le VPS doit déborder du support, de la fente médiane et des orifices de débordement.

Un VPS à prise rapide et consistance épaisse dans la cartouche ou pâte fournit la meilleure viscosité et assure un bon ajustement. Il est essentiel de bien choisir les matériaux avant d'appliquer le QuickSplint.

Pour plus d'informations sur la façon de fabriquer un QuickSplint, voir la vidéo d'instruction sur QuickSplint.com ou le canal YouTube QuickSplint, qui contient des conseils et des techniques.


VOUS AUREZ BESOIN DE CE QUI SUIT

1. De 7 à 9cc de matériau d'empreinte en Vinyl Polysiloxane (VPS) à prise rapide et consistance épaisse sous forme de pâte ou de cartouche, un pistolet automix et des embouts mélangeurs. Des adhésifs ne sont pas requis. Si vous utilisez de la pâte, vous aurez besoin de 4cc de catalyseur et de 4cc de base, à mélanger à la main.
2. Des gants de protection.
3. Une lame tranchante tel qu'un scalpel pour élaguer.

NOUS FOURNISSONS CE QUI SUIT

1. QuickSplint dans son propre emballage.
2. Instructions patient dans le boîtier de rangement.

Pour de nouvelles commandes, consultez :
QuickSplint.com



Étape 1:
Déterminer l'arche buccale

Déterminez quelle arche buccale fournira la plus grande surface de contact entre la dent et le QuickSplint. Demandez au patient s'il préfère porter le QuickSplint sur l'arche buccale supérieure ou inférieure. Vérifiez le bon ajustement du QuickSplint au palais du patient. Insérez le QuickSplint. Puis demandez au patient de fermer la bouche pour confirmer.



Étape 2:
Remplir le Splint

Remplissez le QuickSplint de matériau VPS de manière uniforme. Le VPS devrait déborder du support.



Étape 3:
Remplir la fente médiane

Retournez le support et remplissez de VPS la fente médiane.



Étape 4:
Ajuster le Splint

Alignez le QuickSplint sur les dents supérieures ou inférieures pendant que le patient referme complètement la bouche pour stabiliser le QuickSplint. Ceci permet d'obtenir une empreinte de la dentition par pression contre l'arche opposée. Le VPS va déborder du QuickSplint, et envahir les dispositifs de rétention et les dents. Pour l'arche supérieure, demandez au patient d'utiliser sa langue pour positionner lentement et doucement le matériau contre l'arrière des dents, ainsi que dans la région du palais, afin de maximiser la rétention.



Étape 5:
Retirer le Splint

Après durcissement du VPS, retirez délicatement le QuickSplint.



Étape 6:
Élaguer le Splint

Élaguez tout excès de matériau avec une lame tranchante. Utilisez le support comme guide. Remplacez le QuickSplint sur les dents du patient et vérifiez sa stabilité et sa rétention contre la dent afin d'éviter tout déplacement à l'usage. Le QuickSplint est maintenant prêt à être utilisé !



Instructions de nettoyage

1. Évitez un brossage dur ou d'autres techniques de nettoyage qui pourrait déchirer ou déformer le matériau VPS.
2. Lavez tous les jours dans l'eau chaude, rincez abondamment et laissez sécher à l'air.
3. Désinfectez périodiquement par trempage dans un mélange de rince-bouche et d'eau pendant dix minutes.



Splint terminé prêt à l'emploi

QuickSplint®

DIAGNOSE
TREAT
PROTECT
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane

Instruções para o médico dentista

Indicações de utilização

- Proteção dos dentes e das restaurações contra lesões causadas pelo bruxismo ou pelo aperto excessivo dos dentes.
- Alívio temporário da tensão muscular, das cefaleias e das dores associadas ao bruxismo ou ao aperto excessivo dos dentes.
- Tratamento temporário de distensões/tensões agudas das articulações e dos músculos da mandíbula, bem como alívio das cefaleias e dores associadas.

Aviso

A QuickSplint® poderá não ser adequada a todos os doentes. Este produto deve ser usado com cuidado em doentes com restrições de mobilidade ou hiper mobilidade da mandíbula.

Nota

A QuickSplint deve ser usada essencialmente durante o sono, para evitar dores ou danos nos dentes ou restaurações em consequência da aplicação de forças extremas causadas pela atividade conhecida como fricção dentária, bruxismo ou aperto excessivo dos dentes. Pode sugerir ao doente que use a QuickSplint também durante o dia para alívio da dor ou para promover a cicatrização após procedimentos cirúrgicos, sob a sua orientação.


Utilização por um só doente

Contraindicações

Alergia conhecida ao Lexan121 ou ao vinilpolissiloxano (VPS).

Advertências

- A QuickSplint não deve ser aplicada sobre dentes comprometidos.
- A QuickSplint não é recomendada para uma utilização contínua (24 horas/dia).
- O revestimento de vinilpolissiloxano tem de envolver os 3 elementos de retenção da QuickSplint, caso contrário terá de recarregar ou refazer a QuickSplint.
- Certifique-se de que a QuickSplint é aplicada de forma estável, com uma retenção adequada, para evitar que se desloque ou perca durante a utilização.



Descrição

A QuickSplint foi concebida para criar um aparelho personalizado rápido e fácil de utilizar para a terapêutica oral de transição. Os elementos patenteados da QuickSplint permitem a sua produção sem recorrer ao uso de adesivos. Quando preenchidos com vinilpolissiloxano (VPS), os dois orifícios de extravasamento no lábio da goteira e a ranhura da linha média no fundo da goteira retêm o VPS. O VPS deverá preencher a goteira na totalidade, bem como a ranhura da linha média e os orifícios de extravasamento, no sentido de se conseguir a melhor retenção e a melhor adaptação à dentição do doente.

O VPS pesado de secagem rápida em cartucho ou pasta proporciona a melhor viscosidade para assegurar um encaixe seguro. A escolha deste material é essencial para a sua experiência com a QuickSplint.

Para obter informações adicionais sobre como fazer a QuickSplint, veja o vídeo com instruções em QuickSplint.com ou o canal da QuickSplint no YouTube, que contém dicas e técnicas.

PRECISARÁ DO SEGUINTE

1. 7 a 9 cm³ de material de registo de oclusão em vinilpolissiloxano (VPS) pesado de secagem rápida em pasta ou cartucho, pistola de mistura automática e ponteiras de mistura. Não são necessários adesivos. Se utilizar pasta, necessitará de 4 cm³ do catalisador e 4 cm³ da base, que devem ser misturados manualmente.
2. Luvas de proteção.
3. Lâmina afiada, como a de um bisturi, para aparar o excesso.

FORNECEMOS O SEGUINTE

1. A QuickSplint no seu próprio recipiente de conservação.
2. Instruções para o doente no recipiente de conservação.

Para encomendar novamente, vá a:
QuickSplint.com



Passo 1:
Determinar a arcada

Determine a arcada que proporcionará o máximo de contacto entre os dentes e a superfície da QuickSplint ou se o doente tem alguma preferência quanto à utilização da QuickSplint na arcada superior ou inferior. Confirme se a QuickSplint encaixa na arcada do doente colocando-a na boca do mesmo e pedindo ao doente que feche a boca para confirmar.



Passo 2:
Encher a goteira

Encha a QuickSplint uniformemente com material de VPS. O VPS deverá extravasar da goteira.



Passo 3:
Encher a ranhura da linha média

Vire a goteira ao contrário e encha a ranhura da linha média com VPS.



Passo 4:
Assentar a goteira

Alinhe a QuickSplint nos dentes superiores ou inferiores e segure enquanto o doente morde na goteira para assentar completamente a QuickSplint. Isto faz com que o registo da oclusão fique nivelado face à arcada oposta. O VPS irá extravasar da QuickSplint, envolvendo os elementos de retenção e os dentes. No caso da arcada superior, peça ao doente que, de forma lenta e cuidadosa, use a língua para posicionar o material contra a parte posterior dos dentes e no palato ou na zona lingual, no sentido de maximizar a retenção.



Passo 5:
Retirar a goteira

Depois de o VPS secar, retire cuidadosamente a QuickSplint.



Passo 6:
Aparar a goteira

Apare o material em excesso com uma lâmina afiada. Use a goteira como guia. Volte a colocar a QuickSplint sobre os dentes do doente e certifique-se de que encaixa de forma estável e que faz retenção nos dentes, para evitar uma eventual deslocação com a utilização. A QuickSplint está agora pronta a usar!



Instruções de limpeza

1. Evite escovar com força ou outras técnicas de limpeza que possam rasgar ou deformar o material de VPS.
2. Lave diariamente em água quente, passe bem por água e deixe secar ao ar.
3. Desinfete periodicamente mergulhando-a numa mistura em partes iguais de colutório e água durante dez minutos.



Goteira terminada, pronta a ser usada

QuickSplint®

Custom-fit Interim Bite Plane



Istruzioni per il medico prescrivente

Indicazioni per le condizioni d'uso di utilizzo

- Protezione dei denti e dei restauri da lesioni dovute a bruxismo e serramento.
- Sollievo temporaneo da tensione muscolare, mal di testa e dolore associati a bruxismo o serramento.
- Trattamento temporaneo di distorsione/tensione acuta dell'articolazione mascellare e muscolare nonché del sollievo da mal di testa e dolori associati.

Avvertenza

QuickSplint® potrebbe non essere adatto a tutti i pazienti. Questo prodotto deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con restrizioni di mobilità mascellare o ipermobilità.

Nota

QuickSplint deve essere utilizzato principalmente durante il sonno per prevenire dolori o danni ai denti o ai restauri derivanti da pressioni esagerate sui denti mediante l'azione conosciuta come digrignamento, bruxismo o serramento. Si può consigliare al paziente di portare QuickSplint durante il giorno sia per alleviare il dolore che per favorire la guarigione da interventi chirurgici, sotto la propria direzione.


Uso da parte del singolo paziente

Controindicazioni

Allergie note a Lexan121 o Polivinilsilossano (VPS).

Avvertenze

- QuickSplint non dovrebbe essere applicato su denti danneggiati.
- QuickSplint non è consigliato per un uso continuo (24 ore al giorno).
- Il rivestimento in Polivinilsilossano deve agganciarsi alle 3 caratteristiche di ritenzione di QuickSplint oppure dovrete ricaricare e riparare il QuickSplint.
- Assicuratevi che QuickSplint abbia un posizionamento stabile e una ritenzione adeguata per impedire lo spostamento o la perdita durante l'uso.



Panoramica

QuickSplint è stato progettato per creare un apparecchio personalizzato rapido e pronto all'uso per la terapia orale di transizione. Le caratteristiche brevettate di QuickSplint consentono la produzione senza l'uso di adesivi. Quando viene riempito con il Polivinilsilossano (VPS), i due fori di troppopieno sul bordo della vaschetta e la fessura della linea mediana sul suo fondo tratterranno il VPS. Il VPS dovrebbe riempire in modo eccessivo tutta la vaschetta, la fessura della linea mediana e i fori di troppopieno per ottenere la ritenzione e il posizionamento ottimali per la dentatura del paziente.

Il VPS di applicazione veloce e di struttura pesante in cartuccia o stucco fornisce la migliore viscosità per garantire un posizionamento sicuro. La scelta di questi materiali è fondamentale per la vostra esperienza con QuickSplint.

Per ulteriori informazioni su come preparare QuickSplint, vedere il video informativo su QuickSplint.com oppure il canale YouTube di QuickSplint, che contiene suggerimenti e tecniche.

AVRETE BISOGNO DI QUANTO SEGUE

1. Da 7 ml a 9 ml di materiale di registrazione del morso del Polivinilsilossano (VPS) di applicazione veloce e di struttura pesante sotto forma di cartuccia o stucco, una pistola automiscelante e puntali di miscelazione. Gli adesivi non sono necessari. Se state utilizzando lo stucco, avrete bisogno di 4 ml di catalizzatore e 4 ml di base, da miscelare insieme a mano.
2. Guanti protettivi
3. Una lama affilata come quella di un bisturi per la rifilatura

NOI FORNIAMO

1. QuickSplint nel proprio contenitore
2. Le istruzioni per il paziente all'interno del contenitore

Per Riordinare andate su:
QuickSplint.com



**Fase 1:
Determinare l'arcata**

Determinare quale arcata fornirà il massimo contatto dentale sulla superficie di QuickSplint o se il paziente preferisce portare QuickSplint sull'arcata superiore o inferiore. Verificare che QuickSplint si adatti all'arcata del paziente inserendolo nella sua bocca e confermare chiedendo al paziente di chiuderla.




**Fase 2:
Riempire il tutore**

Riempire QuickSplint in modo eccessivo e uniforme con il materiale del VPS. Il VPS dovrebbe straripare dalla vaschetta.



**Fase 3:
Riempire la fessura
della linea mediana**

Ribaltare la vaschetta e riempire la fessura della linea mediana con il VPS.



**Fase 4:
Collocare il tutore**

Allineare QuickSplint ai denti superiori o inferiori e sostenerlo mentre il paziente chiude completamente la bocca per collocare il QuickSplint. Questo uniforma la registrazione del morso rispetto all'arcata opposta. Il VPS strariperà da QuickSplint, agganciandosi alle caratteristiche di ritenzione e ai denti. Per l'arcata superiore, spiegare al paziente di utilizzare la lingua lentamente e delicatamente per posizionare il materiale contro il retro dei denti e sul palato o la superficie linguale, per ottimizzare la ritenzione.



**Fase 5:
Togliere il tutore**

Dopo l'applicazione del VPS, togliere delicatamente il QuickSplint.



**Fase 6:
Tagliare il tutore**

Tagliare qualsiasi materiale in eccesso con una lama affilata. Utilizzare la vaschetta come guida. Rimettere QuickSplint sui denti del paziente e assicurarsi che ci sia un posizionamento stabile e una ritenzione sui denti per evitare possibili spostamenti con l'uso. QuickSplint è ora pronto per l'uso!



Istruzioni per la pulizia

1. Evitare di spazzolare forte o altre tecniche di pulizia che potrebbero rompere oppure deformare il materiale del VPS.
2. Lavare quotidianamente con acqua calda, sciacquare accuratamente e fare asciugare all'aria.
3. Disinfettare regolarmente immergendolo per dieci minuti in una miscela di metà collutorio e metà acqua.



Tutore finale, pronto per l'uso

QuickSplint®

Custom-fit Interim Bite Plane



Anweisungen für den Verschreibenden

Therapeutische Indikationen

- Schutz von Zähnen und Restaurationen vor Verletzung durch Bruxismus oder Pressen.
- Vorübergehende Linderung von Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Schmerzen im Zusammenhang mit Bruxismus oder Zähnepressen.
- Temporäre Behandlung von akuten Kiefergelenksverrenkungen und -muskelzerrungen mit Linderung der damit verbundenen Kopf- und sonstigen Schmerzen.

Haftungsausschluss

QuickSplint® ist möglicherweise nicht für alle Patienten geeignet. Dieses Produkt sollte bei Patienten mit Bewegungseinschränkungen oder Überbeweglichkeit im Kiefer mit Vorsicht angewendet werden.

Hinweis

QuickSplint ist in erster Linie während des Schlafens einzusetzen, um Schmerzen oder Schäden an Zähnen oder Restaurationen durch extreme Krafteinwirkung auf die Zähne durch sogenanntes Mahlen, Knirschen oder Pressen – Bruxismus – zu verhindern. Sie könnten dem Patienten auch ein Tragen des QuickSplint während des Tages zur Schmerzlinderung oder zur Unterstützung der Heilung nach chirurgischen Eingriffen empfehlen, unter Ihrer Aufsicht.


Nur für die Anwendung an einem Patienten

Gegenanzeigen

Bekannte Allergien gegen Lexan121 oder Vinylpolysiloxan (VPS).

Warnhinweise

- QuickSplint darf nicht auf oder über geschädigten Zähnen angebracht werden.
- Ein ständiges Tragen (24 Stunden/Tag) von QuickSplint ist nicht zu empfehlen.
- Die 3 Halteöffnungen des QuickSplint müssen unbedingt mit Vinylpolysiloxan ausgefüllt sein, falls nicht, müssen Sie mit der Füllung und Anfertigung des QuickSplint nochmal von vorne beginnen.
- Achten Sie auf einen stabilen Sitz und guten Halt des QuickSplint, damit er während des Tragens nicht verrutscht oder verloren geht.



Überblick

QuickSplint wurde als schnelle, gebrauchsfertige, individuell angepasste Vorrichtung für die temporäre orale Therapie entwickelt. Die patentierten Merkmale des QuickSplint ermöglichen eine Anfertigung ohne Verwendung von Klebstoffen. Die beiden Überlauföffnungen im Rand der Schale und der Spalt in der Mitte des Bodens der Schale sorgen nach dem Füllen der Schale mit Vinylpolysiloxan (VPS) für einen festen Zusammenhalt zwischen Schale und VPS. Die gesamte Schale, der Mittelspalt und die Überlauföffnungen sollten für die bestmögliche Haftung und Anpassung an die Zähne des Patienten mit VPS überfüllt werden.

Schnell abbindendes Heavy Body VPS in Kartusche oder als Putty weist die beste Viskosität für einen sicheren Halt auf. [Diese Auswahl des Materials ist entscheidend für Ihre Erfahrungen mit dem QuickSplint.](#)

Für weitere Informationen zur Herstellung des QuickSplint sehen Sie sich das Demonstrationsvideo auf [QuickSplint.com](#) oder den [QuickSplint-YouTube-Kanal](#) an, wo allerlei Tipps und Tricks vorgestellt werden.

SIE BENÖTIGEN FOLGENDES

1. 7 cm³ bis 9 cm³ schnell abbindendes Heavy-Body-Vinylpolysiloxan (VPS) Abformmaterial als Putty oder in Kartusche, Automix-Pistole und Mischanleitung. Klebstoffe sind nicht erforderlich. Wenn Sie Putty verwenden, benötigen Sie 4 cm³ Katalysator und 4 cm³ Basis, die von Hand gemischt werden.
2. Schutzhandschuhe
3. Scharfe Klinge, etwa ein Skalpell, zum Nacharbeiten

WIR LIEFERN FOLGENDES

1. QuickSplint im eigenen Behälter
2. Anweisungen für den Patienten im Behälter

Nachbestellungen unter:
QuickSplint.com



Schritt 1: Auswahl des Kieferbogens

Stellen Sie fest, in welchem Kieferbogen der Zahnkontakt mit dem QuickSplint größer ist, oder ob der Patient den Ober- oder Unterkiefer für das Tragen des QuickSplint vorzieht. Vergewissern Sie sich, dass der QuickSplint zum Kieferbogen des Patienten passt, indem Sie diesen in den Mund des Patienten einlegen und den Patienten den Mund zur Bestätigung schließen lassen.



Schritt 2: Füllen des Splint

Überfüllen Sie den QuickSplint gleichmäßig mit VPS. Die Schale sollte bis zum Überlaufen mit VPS gefüllt sein.



Schritt 3: Füllen des Mittelspalts

Drehen Sie die Schale um und füllen Sie den Mittelspalt mit VPS.



Schritt 4: Einsetzen des Splints

Setzen Sie den QuickSplint an den oberen oder unteren Zähnen ein und halten Sie ihn fest, während der Patient vollständig zubeißt. So wird die Abformung gegen den gegenüberliegenden Bogen vorgenommen. VPS wird aus dem QuickSplint überlaufen und Halteöffnungen und Zähne ausfüllen. Beim oberen Kieferbogen weisen Sie den Patienten an, das Material mit der Zunge langsam und vorsichtig gegen die Rückseite der Zähne und in den Gaumen- oder Zungenbereich zu drücken, um möglichst viel Halt zu erzielen.



Schritt 5: Splint abnehmen

Sobald das Vinylpolysiloxan abgebunden ist, nehmen Sie den QuickSplint vorsichtig aus dem Mund.



Schritt 6: Nacharbeiten des Splint

Entfernen Sie überschüssiges Material mit einer scharfen Klinge. Führen Sie die Klinge an der Schale entlang. Setzen Sie den QuickSplint wieder auf die Zähne des Patienten und prüfen Sie Passform und Haftung an den Zähnen, um ein Verrutschen während des Tragens zu vermeiden. Der QuickSplint ist nun einsatzbereit!



Reinigungsanleitung

1. Vermeiden Sie harte Bürsten oder andere Reinigungsmethoden, die Risse oder sonstige Verformungen des VPS-Materials.
2. Täglich in warmem Wasser waschen, gründlich abspülen und an der Luft trocknen lassen.
3. In regelmäßigen Abständen durch zehnmütiges Einweichen in einer Mischung aus Mundwasser und Wasser zu gleichen Teilen desinfizieren.



Gebrauchsfertiger Splint

QuickSplint®

DIAGNOSE
TREAT
PROTECT
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane

Instructies voor de voorschrijver

Verklaring van indicaties voor gebruik

- Bescherming van tanden en tandrestauraties tegen beschadiging door tandenknarsen of kaakklemmen.
- Tijdelijke afname van spierspanning, hoofdpijn en pijn geassocieerd met tandenknarsen of kaakklemmen.
- Tijdelijke behandeling van acute pijn aan het kaakgewricht en spierversrekking/spanning en verlichting van daaraan geassocieerde hoofdpijn en pijn.

Disclaimer

QuickSplint® is mogelijk niet voor alle patiënten geschikt. Dit product moet voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met hypo- of hypermobiliteit van het kaakgewricht.

Opmerking

QuickSplint moet hoofdzakelijk worden gebruikt tijdens de slaap om pijn of beschadiging aan de tanden als gevolg van extreme krachten die erop uitgeoefend worden door activiteiten bekend als malen, tandenknarsen of kaakklemmen te voorkomen. U kan de patiënt voorstellen om, volgens uw aanwijzingen, de QuickSplint ook overdag te dragen om pijn te verzachten of om de genezing na heelkundige ingrepen te bevorderen.

Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt




Contra-indicaties

Bekende allergieën aan Lexan121 of vinylpolysiloxaan (VPS).

Waarschuwingen

- De QuickSplint mag niet worden gedragen op of over aangetaste tanden.
- Het ononderbroken (24 uur/dag) dragen van QuickSplint is niet aanbevolen.
- De vinylpolysiloxaanlaag moet vastklikken aan de 3 bevestigingspunten van de QuickSplint of u moet de QuickSplint opnieuw vullen en opnieuw maken.
- Verzekert dat de QuickSplint goed past en vast genoeg zit om loskomen of verlies tijdens het gebruik te voorkomen.



Overzicht

QuickSplint werd ontworpen als een snel, gebruiksklaar instrument op maat voor tijdelijke mondbehandeling. De gepatenteerde eigenschappen van QuickSplint laten

de vervaardiging toe zonder het gebruik van kleefmiddelen. Wanneer de opbeetplaat gevuld is met vinylpolysiloxaan (VPS), zorgen de twee overloopopeningen in de lip ervan en de gleuf op de middellijn aan de onderkant ervan dat het VPS wordt vastgehouden. Het VPS moet over de gehele opbeetplaat, de gleuf op de middellijn en de overloopopeningen verspreid zijn om de beste hechting te verkrijgen en het aan te passen aan de vorm van de tanden van de patiënt.

Snel hechtende, zware VPS in een cartridge of was leveren de beste viscositeit om een goede pasvorm te verzekeren. Deze materiaalkeuze is cruciaal voor uw ervaring met de QuickSplint.

Bekijk voor bijkomende informatie over het maken van QuickSplint de instructievideo op QuickSplint.com of het YouTube-Kanaal van QuickSplint, waarop tips en technieken te bekijken zijn.


U HEBT HET VOLGENDE NODIG

1. 7 cc tot 9 cc snel hechtend zwaar vinylpolysiloxaan (VPS) afdruckmassa in was- of cartridge-vorm, automatisch mengpistool en menglepels. Kleefmiddelen zijn niet nodig. Als u was gebruikt, hebt u 4 cc van de katalysator en 4 cc van het basismateriaal nodig en moeten deze handmatig worden gemengd.
2. Beschermende handschoenen
3. Scherp mes zoals een scalpel voor het bijsnijden

WIJ LEVEREN HET VOLGENDE

1. QuickSplint in een eigen verpakking
2. Instructies voor de patiënt in de verpakking

Ga om te bestellen naar:
QuickSplint.com



Stap 1: Tandboog bepalen

Bepaal de tandboog die een maximaal contact van de tanden met het oppervlak van de QuickSplint levert en of de patiënt een voorkeur heeft voor het dragen van de QuickSplint op de bovenste of onderste boog. Controleer of de QuickSplint op de boog van de patiënt past door hem in de mond van de patiënt te plaatsen en laat de patiënt de mond sluiten om dit te bevestigen.



Stap 2: Splint vullen

Overvul de QuickSplint gelijkmatig met VPS-materiaal. De opbeetplaat moet overvol zijn met VPS.



Stap 3: De gleuf op de middellijn vullen

Draai de opbeetplaat om en vul de gleuf op de middellijn met VPS.



Stap 4: De splint plaatsen

Positioneer de QuickSplint op de boven- of ondertanden en ondersteun de patiënt terwijl hij bijt om de QuickSplint te vormen. Dit lijnt de bijtafdruk uit met de tegenoverliggende tandboog. Het VPS zal uit de QuickSplint lopen en aansluiten op de bevestigingspunten en tanden. Laat voor de boventandboog de patiënt zachtjes de tong gebruiken om het materiaal tegen de achterkant van de tanden en op het gehemelte te drukken om alles zo stevig mogelijk vast te houden.



Stap 5: Splint verwijderen

Verwijder de QuickSplint voorzichtig nadat het VPS is uitgehard.



Stap 6: Splint bijsnijden

Snijd alle overtollige materiaal weg met een scherp mes. Baseer u daarvoor op de vorm van de opbeetplaat. Plaats de QuickSplint opnieuw op de tanden van de patiënt en verzeker dat hij goed past en vastzit aan de tanden om mogelijke verplaatsing tijdens het gebruik te vermijden. De QuickSplint is nu klaar voor gebruik!



Instructies voor reiniging

1. Vermijd stevig borstelen of andere reinigingstechnieken die het VPS-materiaal kunnen scheuren of op een andere manier vervormen.
2. Dagelijks reinigen in warm water, grondig spoelen en aan de lucht laten drogen.
3. Periodiek desinfecteren door tien minuten lang onder te dompelen in een mengsel van de helft mondspoeling en de helft water.



Afgewerkte, gebruiksklare splint

QuickSplint®

DIAGNOSE
TREAT
PROTECT
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane



To Reorder go to:
QuickSplint.com
or CALL 1-800-760-0526

Para realizar nuevos pedidos, visite:

Pour de nouvelles commandes, consultez :

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar:

Nachbestellungen unter:

Para encomendar novamente, vá a:

QuickSplint.com